

## D7000 with binocular test

# よくある質問集

### Q:D7000 とは？

**A:**45 年以上全国の眼科で愛用されているワック D シリーズの最新機種です。D5000 をフルモデルチェンジした製品となります。開発当初より、調節の生理的な緊張をとりのぞき、雲霧法を短時間に快適に実施出来る装置として理解されております。このたびは、シリーズ初の両眼視検査モードを標準装備しております。製品仕様は下記の通りです。

製品名：両眼視簡易検査器 WOC D7000

一般的名称：両眼視機能検査装置

届出番号：25B2X00012000007

クラス分類：クラス I

製品構成：本体、風景スライド×6、検査スライド×2、電源ケーブル、本体カバー、  
検査記録用紙、取扱説明書

本体寸法：(幅) 466 (高) 377 (奥) 280

本体重量：約 9.6Kg

電源規格：AC100V、50/60Hz、25VA

### Q:どこが新しくなったのですか？

**A:** 従来のワックの機能に加え、ワンボタンでマドックス検査、立体視検査等、当社 BET で好評の両眼視検査が可能となり、訓練だけでなく、活躍の場が大きく広がりました。

また、機械デザインを一新し、光源を高照度 LED に変更、風景スライドも高解像度デジタル出力になり、さらに美しく大きくなりました。

### Q:両眼視検査は何が出来ますか？

**A:**標準ではマドックス検査（眼筋機能精密検査）と立体視検査（両眼視機能精密検査）がセットされております。オプションにて当社 BET 同様の様々な検査スライドを発売させて頂く予定でおります。

### Q. 両眼視の検査は専門の知識が必要ですか？

**A.** D7000 の両眼視検査は、簡単な内容を付属の記録用紙に記入するだけです。誰でも 1~2 分で検査可能です。

**Q:D5000 とサイズ、重量はどれくらい変わりますか？**

**A:**D5000 との寸法重量比較は下記の通りです。

	D7000	D5000
寸法	L466×W280×H377	L410×W275×H390
重量	9.6Kg	9.8Kg

**Q:対象は子供が主体ですか？**

**A:**クリニックでは子供の近視対策に使用される割合が多いです。しかしワック開発当初の目的は雲霧法です。PC、スマホによる調節緊張を取り除く為に成人にも対象を広げるクリニックが増えております。視機能（視覚）に対する負荷が多くなっている昨今、視力検査のみならず、両眼視のチェックが重要です。D7000 は全年齢に広く応用することが可能です。

**Q:D5000 以前の風景フィルムは使用できますか？**

**A:**D7000 用スライドよりも画像サイズが少し小さくなりますが、D5000 用スライドも使用可能です。

**Q:D7000 用風景スライドのオプションはありますか？**

**A:**D7000 用デジタルスライドも順次発売させていただきます。

**Q:器械のデモは可能ですか？**

**A:**大変申し訳ございませんが、器械のデモは現在承っておりません。従来機種と基本操作は変わりありませんので、資料及びお電話にてのご対応のみとさせていただきます。

**Q:旧型の下取りは可能ですか？**

**A:**旧型の下取りは行っておりません。お買い替え時に従来機の廃棄は承っておりますので、ご相談ください。