

OPUS-8

Portable Accommodative Training System



付属品

取扱説明書、Type-C ケーブル・アダプター、風景フィルム1枚、チェック用フィルム1枚、フィルムホルダー1枚、ヘッドストラップ

製品概要

| | |
|------|--------------------|
| 商品名 | Handy WOC OPUS-8 |
| 型式 | SD-7001 |
| 電源 | USB Type-C |
| 本体材質 | ABS 樹脂、エラストマー |
| 重量 | 約 495g |
| 外形寸法 | W186×D178×H94 (mm) |
| 定格電力 | 2W (5V、400mA) |

安全に関するご注意

ご使用前に、「取扱説明書」をよく読み、正しくお使いください。

■本製品は医療機器ではありません。■スライドはホルダーの奥まで挿入し、水平な状態でご使用ください。左右が歪んでいると両眼視が出来ません。■レンズ、スライドフィルムには素手で触れないでください。■仕様、価格、デザインなどは予告なく変更する可能性があります。■カタログの掲載写真はイメージです。実際の使用環境とは異なる場合があります。■カタログと実際の製品色とは、印刷の都合上異なる場合があります。

<https://www.woc.co.jp>

発売元：

WOC[®]

ワック販売株式会社
京都市伏見区下鳥羽北ノ口町 64

☎ 075-623-4511

受付時間：9：00～18：00
(土日祝日、年末年始は休業)



ワック公式サイト

2026年3月作成

調節緊張ケアを、もっと身近に。

1970年の創業以来、55年以上眼科で親しまれてきた信頼と実績のワック。
多様化する仮性近視や疲れ目対策に、新しいアプローチを提案します。

WOC[®]


調節緊張（仮性近視）・疲れ目対策への多角的なアプローチ

レンタル運用が可能

待合室での利用にも対応

対象患者が少なくても安心

患者様の満足度向上



新しい調節緊張対策のご提案

近年増え続ける調節緊張（仮性近視）対策の新しい提案です。現代人の視覚環境は年々深刻化しており、調節緊張対策も多様化が求められております。待合室等での手軽なトレーニングから、在宅レンタルサービス等、OPUS-8は様々なニーズにお応えします。

クリニックにて
OPUS-8を導入

待合室等で手軽に体験

院内運用モデル


在宅トレーニング用に貸出

レンタル運用モデル

1回わずか3分、立体風景を眺めるだけのワック独自の調節トレーニング理論

① 遠方視トレーニング

凸レンズを通して風景スライドを見ることで、目に入る光は平行となり、遠方視と同様の状態になります。



② 瞳孔点滅トレーニング

風景が自然に点滅することによって、瞳孔を無理なく運動させ、瞳孔調節機能をトレーニングさせます。



③ 平行視トレーニング

左右の目の正面に配置した風景スライドを見ることで、近業で内寄りになった目線を、まっすぐに戻すトレーニングです。



超高精細フィルム

立体風景用フィルムには据置型ワック「D7000」と同じ超高精細フィルムを使用しております。

495gの軽量・省電力設計

本体重量わずか495g、USB Type-C電源の軽量省電力設計により、どこでもハンディで使用いただけます。※

メディカルグレード仕様

収差を抑え、クリアな視界を確保するため、据置型ワックD7000と同等のメディカルグレードレンズを使用しております。

※ 一般的な10000mAhモバイルバッテリー使用で、約300回程で使用いただけます。

